



PillCam SB

接受 SB 胶囊内窥镜检查之患者使用说明

您的医生已经确定您应该接受被称为“SB 胶囊内窥镜”的检查，作为医学评估的一部分。该程序包括吞服一个小型 PillCam™ SB 胶囊（形如一粒维他命大药丸），该胶囊将自然地通过您的消化系统，同时在肠内拍照。图像将被传送到放置在腹部的 SensorArray™ 中。SensorArray 连接在如同随身听一样的 DataRecorder™ 中，由后者保存所有的图像。它固定在戴在腰部的 RecorderBelt™ 上。8 小时以后，取下 RecorderBelt 并将其返还给您的医生进行处理。PillCam SB 胶囊一次性使用，通过肠道的运动自然排出。在极少数情况下，它不能自然排出，需要使用内窥镜或进行外科手术取出。为使您的医生从此项检查中获得最精确的信息，您需要遵循以下说明：

进行“胶囊内窥镜检查”前一日


1. 在进行“SB 胶囊内窥镜检查”前一天的午饭之后，只能食用医生处方指定的流食。从进行“SB 胶囊内窥镜检查”前一晚 10 点开始，除了服用必需的藥物及送服藥物所需的水之外不能再摄取任何飲食。
2. 从进行“SB 胶囊内窥镜检查”之前 2 小时开始不要再服用任何药物。
3. 在进行“SB 胶囊内窥镜检查”之前 24 小时内禁止吸烟。
4. 男性患者应该在检查之日将腹部肚脐上、下 6 英寸（15 厘米）范围内的体毛剃除干净。如果您剃除自己腹部上的体毛有困难，请提前联系医生办公室以安排专人帮您解决。

进行“胶囊内窥镜检查”之日


1. 按约定时间到达医生的办公室接受“SB 胶囊内窥镜检查”，并穿宽松适宜、两件套的衣服。
2. 在医生办公室，您将接受程序前的会谈。在会谈期间，您应被告知“SB 胶囊内窥镜检查”可能有极低的引发肠梗阻概率。您将被登记并要求出具知情同意证明。
3. SensorArray 将使用粘性垫固定到您的腹部，并连接到腰带上的 DataRecorder 上。在此之后，您将在指导下吞服“PillCam SB 胶囊”。

吞服“Given 胶囊”之后

1. 在吞服“PillCam SB 胶囊”之后至少 2 个小时内不能饮食。4 小时之后可以少量进食。检查完毕后，您可以恢复正常饮食。上述饮食方面的指示必须遵循，除非您的医生另外规定。如果在进行“SB 胶囊内窥镜检查”的过程中出现腹痛、恶心或呕吐现象，应立即联系您的医生。
2. 在吞服“PillCam SB 胶囊”之后直到排出为止，您不能靠近任何强电磁场源，如核磁共振成像设备或非专业无线电设备产生的磁场。
3. 有时由于无线电干扰（如来自非专业无线电发报机、核磁共振成像设备等），偶尔可能会有图像丢失。在极少数情况下，这可能需要重新进行“SB 胶囊内窥镜检查”。在这种情况下，医生将建议您在“SB 胶囊内窥镜检查”过程中留在诊所，以防止再出现这种问题。
4. “SB 胶囊内窥镜检查”持续大约 8 个小时，根据医生指示确定是否结束。在此期间任何时候都不要断开设备或取下腰带。由于 DataRecorder 实际上是一台小型计算机，因此最大限度地小心和保护。避免 DataRecorder 突然移动或遭受重击。
5. 在“SB 胶囊内窥镜检查”过程中，每 15 分钟需要检验一次 DataRecorder 顶端的小灯是否每秒闪烁两次。如果由于某些原因小灯没有按此频率闪烁，请记下时间并联系您的医生。您还要记录发生任何事件的时间和性质，如进食、饮水、您的活动和异常感觉。在您返还设备的时候，将写有这些记录的“事件表”交还给医生。
6. 在“胶囊内窥镜检查”过程中应避免任何剧烈的可导致出汗的身体活动，并且不能俯身或弯腰。



固定于腹部的
SensorArray™



佩在腰带上的
DataRecorder™

