


PillCam™ SB 캡슐 내시경 검사를 위한 환자 지침



PillCam SB Capsule

귀하의 의사는 의료 검사의 일환으로 귀하에게 SB 캡슐 내시경 검사가 필요하다고 결정하였습니다. 이 절차에는 자연스럽게 소화 기관을 지나면서 장의 사진을 촬영하는 작은(큰 비타민 알약 크기) PillCam SB 캡슐의 섭취에 관한 내용이 포함되어 있습니다. 이미지는 복부에 있는 SensorArray™ 로 전송됩니다. SensorArray™는 모든 이미지를 저장하는 워크맨처럼 생긴 DataRecorder™ 에 장착됩니다. DataRecorder는 허리를 둘러 착용하는 RecorderBelt™ 에 부착됩니다. 8 시간 후에, RecorderBelt를 제거하여 의사에게 반납하면 의사가 이후 필요한 작업을 수행합니다. PillCam SB 캡슐은 사용 후 폐기할 수 있으며 내장 운동을 통해 자연스럽게 배설됩니다. 흔치 않은 경우이기도 하지만 자연스럽게 배설되지 않을 때에는 내시경적 방법이나 수술을 통해 제거해야 합니다. 이 검사를 통해 담당 의사가 가장 정확한 정보를 얻을 수 있도록 귀하께서는 아래 지침에 따라야 합니다:




복부에 부착된 SensorArray™

캡슐 내시경 검사 전날

1. SB 캡슐 내시경 검사 전날 점심 식사 후부터는 의사가 처방한 대로 유동식(liquid diet)을 하십시오. SB 캡슐 내시경 검사 전날 저녁 10 시부터는 필요한 약을 복용하기 위해 물 한 모금을 마시는 것 외에는 아무 것도 먹거나 마시지 마십시오.
2. SB 캡슐 내시경 검사 전 2 시간부터는 어떠한 약물도 복용하지 마십시오.
3. SB 캡슐 내시경 검사 24 시간 전부터는 흡연을 삼가하십시오.
4. 남성 환자는 검사 전날 배꼽 위 아래 15cm (6in.)까지 복부를 면도해야 합니다. 직접 복부를 면도하기 어려우시면, 병원에 연락하여 사전에 병원에서 면도할 수 있도록 약속을 잡으십시오.

캡슐 내시경 당일

1. 헐렁한 투피스 옷을 입고 약속된 SB 캡슐 내시경 검사 시간에 병원에 도착해야 합니다.
2. 병원에서는 사전 인터뷰를 하게 됩니다. 이 인터뷰 동안 SB 캡슐 내시경 검사를 하면 장폐색증세가 발생할 가능성이 조금 있다는 사실을 의사가 알려줍니다. 환자 수술을 마치고 고지에 입각한 사진 동의를 하게 됩니다.
3. 접착 패드와 함께 복부에 SensorArray를 장착하고 허리 주위에 착용할 DataRecorder에 연결합니다. 그 다음, PillCam SB 캡슐을 섭취하라는 지시를 받게 됩니다.



벨트에 부착된 DataRecorder™

PillCam SB 캡슐을 섭취한 후

1. PillCam SB 캡슐을 섭취한 후에는 최소 2 시간 동안 먹거나 마시지 마십시오. 4 시간 후에는 가벼운 스낵을 먹을 수 있습니다. 검사가 완료된 후에는 정상적인 식사를 할 수 있습니다. 담당 의사가 다르게 지시하지 않는 한, 위에 명시된 식사 관련 지침이 적용됩니다. SB 캡슐 내시경 검사 중에 복부 통증, 메스꺼움 또는 구토 등의 증상이 있으면 즉시 담당 의사에게 연락하십시오.
2. PillCam SB 캡슐을 섭취한 후 배설될 때까지, MRI 장치나 아마추어 무선 송신기(HAM) 근처에서 발생하는 것과 같은 강력한 전자기장 발생원 근처에는 가까이 가서는 안 됩니다.
3. 종종, 무선 간섭(아마추어 무선 송신기, MRI 등)으로 인해 일부 이미지가 소실되기도 합니다. 흔치 않은 경우이기도 하지만 이러한 경우 SB 캡슐 내시경 검사를 다시 받아야 할 수 있습니다. 그럴 경우, 담당 의사는 이러한 문제가 다시 발생하지 않도록 하기 위해 SB 캡슐 내시경 검사를 받는 동안 병원 내에 머물도록 지시하게 됩니다.
4. SB 캡슐 내시경 검사는 약 8 시간 동안 지속되며 의사 지시에 따라 완료가 결정됩니다. 이 시간 동안에는 절대 장비의 연결을 해제하거나 벨트를 제거해서는 안 됩니다. DataRecorder는 사실상 소형 컴퓨터와 같기 때문에, 최상의 주의를 기울여 취급하고 보호해야 합니다. DataRecorder를 갑작스럽게 움직이거나 다른 물체에 부딪히지 않게 하십시오.
5. SB 캡슐 내시경 검사 동안에는, DataRecorder 위쪽의 작은 불이 초당 두 번씩 깜박이는지 매 15분마다 확인해야 합니다. 어떠한 이유로든, 이 속도로 깜박이지 않으면 시간을 기록하고 의사에게 연락해야 합니다. 식사, 물 마시기 또는 활동을 하거나 평소와 다른 느낌이 있을 때에는 그 발생 시간 및 내용을 기록해야 합니다. 장비를 반납할 때 의사에게 이러한 내용이 담긴 행동 기록 양식을 제출하십시오.
6. 캡슐 내시경 검사 중에는 땀이 나는 격렬한 육체 활동은 피하시고 몸을 구부리지 마십시오.

